

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lrrc59 토끼 다클론 항체 - Q96Ag4

품목 번호: CM0013582

소개

녹아웃 모델에서 검증된 인간 LRRC59에 대한 토끼 다클론 항체입니다. Western blot, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. FGF1의 핵 수송 및 소포체 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] LRRC59 토끼 pAb
비고/별칭	p34; PRO1855; 59
종	인간
GeneID (인간)	55379
GeneID	55379
면역원	제조항 단백질 - 인간 LRRC59의 아미노산 1-244에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질(NP_060979.2).
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96AG4
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩