


[Ko 검증 완료] Wb, Ip, Elisa용 항-Lsh/Hells 토끼 다클론 항체 - Q9NrZ9

품목 번호: CM0025089



소개

인간 Lsh/HELLS(Q9NRZ9)를 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에 적합하며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 염색질 리모델링, DNA 메틸화 및 게놈 안정성 연구를 위한 이상적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] Lsh/HELLS 토끼 pAb
비고/별칭	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; LS
종	인간
유전자 ID (인간)	3070
유전자 ID	3070
면역원	재조합 단백질: 인간 Lsh/HELLS(NP_060533.2)의 아미노산 719-838에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NRZ9
단백질 분자량	97 kDa
배송 방식	아이스백