


Ko 검증된 Anti-MacroH2A.1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75367

품목 번호: CM0029408



소개

인간 macroH2A.1에 대한 토끼 다클론 항체(KO 검증), WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 염색체 생물학 및 후성유전학 연구용으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] macroH2A.1 Rabbit pAb
비고/별칭	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
종	인간
GeneID (Human)	9555
GeneID	9555
면역원	인간 macroH2A.1 (NP_613258.2)의 아미노산 123-372에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75367
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩