


[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mapkapk3 토끼 다클론 항체 - Q16644

품목 번호: CM0021577



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 MAPKAPK3 토끼 다클론 항체이며, 인간, 마우스, 랫드에 반응합니다. 사이토카인 생성, 엔도사이토시스 및 염색질 리모델링에 관여하는 스트레스 활성화 키나아제입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] MAPKAPK3 토끼 pAb
비고/별칭	3PK; MK3; MK-3; MDPT3; MAPKAP3; MAPKAP-K3; MAPKAPK-3; K3
종	인간
GeneID (인간)	7867
GeneID	7867
면역원	인간 MAPKAPK3(NP_004626.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16644
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩