


Wb, Ihc-P, Elisa용 Ko 검증 항-Mlh1 단일클론 항체 - P40692

품목 번호: CM0007468



소개

인간 MLH1을 표적으로 하는 KO 검증 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. DNA 불일치 복구 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] MLH1 토끼 mAb
비고/별칭	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRCS1
종	인간
GeneID (인간)	4292
GeneID	4292
면역원	합성 펩타이드: 인간 MLH1(NP_000240.1)의 아미노산 350-450번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P40692
단백질 분자량	85 kDa
배송	아이스팩