


[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Msh2 토끼 단클론 항체 - P43246

품목 번호: CM0005473



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 KO 검증된 항-MSH2 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐 MSH2와 반응합니다. 암 연구용 DNA 미스매치 수리 단백질 Msh2입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] MSH2 토끼 mAb
비고/별칭	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRCS2; H2
종	사람
유전자ID	4436
면역원	사람 MSH2 (NP_000242.1)의 아미노산 330-583에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P43246
단백질 분자량	105kDa
배송 방식	아이스팩