

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip용 항-Mta2 토끼 단일클론 항체 - O94776

품목 번호: CM0008627

소개

[KO 검증 완료] 염색질 리모델링에 관여하는 NuRD 복합체의 구성 요소인 인간 MTA2를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] MTA2 토끼 mAb
비고/별칭	PID; MTA1L1; A2
종	인간
GeneID (인간)	9219
GeneID	9219
면역원	인간 MTA2(O94776)의 아미노산 569~668 영역에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간
SWISS	O94776
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스팩