

Ko 검증 완료 항-Mta2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa, Chip용) - O94776

품목 번호: CM0019217

소개

웨스턴 블롯, ELISA 및 ChIP에서 검증된 KO 검증 완료 항-MTA2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 MTA2를 검출합니다. 크로마틴 리모델링 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] MTA2 토끼 pAb
비고/별칭	PID; MTA1L1; A2
종	인간
GeneID (인간)	9219
GeneID	9219
면역원	인간 MTA2 (NP_004730.2)의 아미노산 60-180번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O94776
단백질 분자량	75kDa
배송 방식	아이스 팩