


[Ko 검증됨] Wb, Ip, Elisa용 Anti-Mth1 Rabbit Polyclonal Antibody - P36639

품목 번호: CM0016677



소개

인간 MTH1/NUDT1(산화된 퓨린 뉴클레오사이드 삼인산 가수분해효소)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 녹아웃 연구에 대해 검증되었으며, WB, IP, ELISA 애플리케이션에 적합합니다. 18kDa 단백질을 검출하며 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] MTH1 Rabbit pAb
비고/별칭	MTH1; H1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4521
GeneID	4521
면역원	인간 MTH1 (NP_945192.1)의 아미노산 1-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P36639
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백