

[Ko 검증 완료] Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항 N-카드헤린 토끼 단클론 항체 - P19022

품목 번호: CM0002400

소개

N-카드헤린(CDH2)에 대한 녹아웃 적용 검증을 마친 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐에 교차 반응성을 보이며 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 세포 접착 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[Ko 검증 완료] N-카드헤린 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CDHN, NCAD, ACOGS, ADHD8, CD325, ARVD14, CDw325
종	사람
유전자 ID	1000
면역원	합성 펩티드: 사람 N-카드헤린(P19022)의 아미노산 100-200 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P19022
단백질 분자량	100 kDa
배송 방식	아이스 팩