


[Ko 검증됨] Wb 및 Elisa용 Anti-Ndufc2 폴리클로날 항체 - O95298

품목 번호: CM0018032



소개

인간 NDUFC2(주요 복합체 I 서브유닛)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 연구 및 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	[KO 검증됨] NDUFC2 Rabbit pAb
비고/별칭	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; C2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4718
유전자 ID	4718
면역원	합성 펩타이드 인간 NDUFC2 (NP_004540.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O95298
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 백(Ice bag)