

[Ko 검증] 웨스턴블롯(Wb), Elisa용 Anti-Nosip Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y314

품목 번호: CM0022895



소개

인간 NOSIP(일산화질소 합성효소 상호작용 단백질, E3 유비퀴틴 연결효소)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 일산화질소 조절 및 발달 연구에 적합합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] NOSIP Rabbit pAb
비고/별칭	CGI-25; NOSIP
종	인간
GeneID (인간)	51070
GeneID	51070
면역원	인간 NOSIP (NP_057037.1)의 아미노산 1-301 내 서열에 해당하는 재조합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y314
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백