

[Ko 검증됨] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nrbf2 토끼 다클로날 항체 - Q96F24

품목 번호: CM0028043



소개

인간 NRB2에 대한 토끼 다클로날 항체로, 녹아웃(Knock-out) 검증되었으며 마우스 및 쥐와 반응합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 타겟은 자가포식(autophagy) 및 전사(transcription)에 관여합니다. IVD 핵심 시약 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] NRB2 토끼 pAb
비고/별칭	COPR; COPR1; COPR2; NRB2-2; F2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	29982 (인간)
면역원(Immunogen)	인간 NRB2 (NP_110386.2)의 아미노산 1-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96F24
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)