

[Ko 검증] Anti-Nrd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O43847

품목 번호: CM0021379

소개

KO 검증된 anti-NRD1 토끼 폴리클론항체로 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 쥐 샘플에서 nardilysin (~132 kDa)을 검출합니다. 축삭 성숙 및 수초화 연구에 이상적입니다. UniProt O43847.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] NRD1 Rabbit pAb
비고/별칭	NRD1; hNRD1; hNRD2; D1
종	인간
GeneID (인간)	4898
GeneID	4898
면역원	인간 NRD1 (NP_001095132.1)의 아미노산 160-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O43847
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스백