

## [Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Nsdhl 토끼 다클론 항체 - Q15738

품목 번호: CM0020012



### 소개

콜레스테롤 생합성에 관여하는 인간 NSDHL(스테롤-4-알파-카르복실레이트 3-탈수소효소)을 표적으로 하는 KO 검증 완료된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. - Q15738

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명        | [KO 검증 완료] NSDHL 토끼 pAb                                     |
| 비고/별칭      | H105E3; XAP104; SDR31E1; HL                                 |
| 종          | 인간                                                          |
| 유전자ID (인간) | 50814                                                       |
| 유전자ID      | 50814                                                       |
| 면역원        | 인간 NSDHL(NP_057006.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                          |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                    |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                 |
| SWISS      | Q15738                                                      |
| 단백질 분자량    | 42kDa                                                       |
| 배송         | 아이스백                                                        |