


[Ko 검증 완료] Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa용 항-P53 토끼 단일클론 항체 - P04637

품목 번호: CM0011939



소개

인간 p53(종양 억제인자)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP 및 ELISA에 적합합니다. KO 검증 완료 제품이며, 여러 아이소폼(24~44 kDa)을 인식합니다. 암 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] p53 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53
종	인간
유전자 ID (인간)	7157
유전자 ID	7157
면역원	재조합 단백질 인간 p53(NP_000537.3)의 아미노산 1~393에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04637
단백질 분자량	24~44 kDa
배송	아이스팩