

[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pak2 토끼 다클론 항체 - Q13177

품목 번호: CM0023891



소개

인간 PAK2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트 PAK2를 인식하며 세포골격 조절, 세포자멸사, 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] PAK2 토끼 pAb
비고/별칭	KNO2; PAK65; PAKgamma; K2
종	인간
GeneID (인간)	5062
GeneID	5062
면역원	인간 PAK2 (NP_000903.2)의 아미노산 1-212번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13177
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩