


Ko 검증된 Anti-Pdcd6 폴리클론항체 (Alg2) For 웨스턴블랏, 면역침전, Elisa - O75340

품목 번호: CM0025571



소개

PDGFR (PDGFR-2)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴블랏, 면역침전, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 세포자멸사 및 칼슘 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] PDGFR 토끼 pAb
비고/별칭	PDGFR; PDGFR-2; PEF1B; D6
종	인간
유전자 ID (인간)	10016
면역원	인간 PDGFR (NP_037364.1)의 아미노산 1-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	웨스턴블랏, 면역침전, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75340
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백