


[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pdk1/Pdpk1 토끼 다클론 항체 - O15530

품목 번호: CM0021039



소개

인간 PDK1/PDPK1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 녹아웃을 통해 검증되었습니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 인슐린 신호 전달, 세포 증식 및 생존을 조절하는 핵심 키나아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] PDK1/PDPK1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; K1
종	인간
GeneID	5170 (인간)
면역원	재조합 단백질; 인간 PDK1/PDPK1의 아미노산 409-556에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002604.1)
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O15530
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩