

[Ko 검증됨] Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pdlim5 Rabbit Monoclonal Antibody - Q96Hc4

품목 번호: CM0005947



소개

Western Blot, IP, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 PDLIM5 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 재조합 단백질 면역원을 사용하여 설계되었으며, 심장 및 뇌 연구에서 인간 PDZ 및 LIM 도메인 단백질 5를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] PDLIM5 Rabbit mAb
비고/별칭	L9; ENH; LIM; ENH1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10611
GeneID	10611
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 PDLIM5 (NP_006448.4)의 아미노산 100-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96HC4
단백질 분자량(Protein Weight)	15-68 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)