

[Ko 검증됨] Anti-Pepck/Pck2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q16822

품목 번호: CM0020733

소개

KO 검증된 인간 PEPCK/PCK2를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 당신생성, 페로프토시스 및 미토콘드리아 대사 연구용 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] PEPCK/PCK2 Rabbit pAb
비고/별칭	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5106
GeneID	5106
면역원	인간 PEPCK/PCK2 (NP_004554.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q16822
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스 백(Ice bag)