

Ko 검증 완료 Anti-Phd2/Egln1 토끼 다클론 항체(Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q9Gzt9

품목 번호: CM0018123



소개

인간 PHD2/EGLN1을 표적으로 하는 KO 검증 완료 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드의 PHD2를 인식합니다. 저산소증 및 HIF 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] PHD2/EGLN1 토끼 pAb
비고/별칭	HPH2; PHD2; SM20; EYCT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; Clorf12; HIF-PH2; N1
종	인간
GeneID (인간)	54583
GeneID	54583
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9GZT9
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백