

[Ko 검증] Anti-Pka Riia (Prkar2A) 폴리클로날 항체 - P13861

품목 번호: CM0015737



소개

[KO 검증] 인간 PKA RIIα (PRKAR2A)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. cAMP 신호 전달 및 PKA 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] PKA RIIα (PRKAR2A) 토끼 pAb
비고/별칭	PKR2; PRKAR2; A)
종(Species)	인간
유전자 ID (인간)	5576
유전자 ID	5576
면역원(Immunogen)	인간 PKA RIIα (PRKAR2A)/PKR2 (NP_004148.1)의 아미노산 1-404에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P13861
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스백