

[Ko 검증 완료] Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pml 토끼 단일클론 항체 - P29590

품목 번호: CM0011870



소개

인간 PML 단백질에 대한 토끼 단일클론 항체로, 녹아웃 응용 분야에 대해 검증되었습니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 종양 억제, 세포사멸 및 항바이러스 방어와 관련된 인간 PML을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] PML 토끼 mAb
비고/별칭	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19
종	인간
GeneID (인간)	5371
GeneID	5371
면역원	재조합 단백질 인간 PML(NP_150241.2)의 아미노산 1-185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P29590
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩