

Ko 검증 완료 Wb, Elisa용 항-Pnp 토끼 다클론 항체 - P00491

품목 번호: CM0023608



소개

WB 및 ELISA용 인간 PNP(퓨린 뉴클레오시드 포스포릴라제)에 대한 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 분자량은 약 32kDa입니다. 뉴클레오시드 대사 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] PNP 토끼 pAb
비고/별칭	NP; PUNP; PRO1837
종	인간
유전자ID (인간)	4860
유전자ID	4860
면역원	제조합 단백질 인간 PNP (NP_000261.2)의 아미노산 1-289에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00491
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스팩