


[Ko 검증] Wb, Ip, Elisa용 Anti-Prmt4/Carm1 토끼 단일클론 항체 - Q86X55

품목 번호: CM0002020



소개

WB, IP 및 ELISA용 PRMT4/CARM1 (Q86X55)을 타겟으로 하는 KO 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플에 반응합니다. 크로마틴 생물학, 전사 조절 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] PRMT4/CARM1 토끼 mAb
비고/별칭	PRMT4; M1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	10498
유전자 ID	10498
면역원	사람 PRMT4/CARM1 (NP_954592.1)의 아미노산 486-603에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q86X55
단백질 크기	66kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)