


Ko 검증 Anti-Prmt4/Carm1 토끼 다클로날 항체 [Wb, Ihc-P, Elisa - Q86X55]

품목 번호: CM0022784



소개

KO 검증된 PRMT4/CARM1 (SWISS: Q86X55) 표적 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 쥐 단백질을 검출하며, 전사 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] PRMT4/CARM1 토끼 pAb
비고/별칭	PRMT4; M1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	10498
유전자 ID	10498
면역원(Immunogen)	사람 PRMT4/CARM1 (NP_954592.1)의 아미노산 486-603에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q86X55
단백질 분자량	66kDa
배송(Shipping)	아이스백