


Wb 및 Elisa용 Ko 검증 항-Psme2 토끼 다클론 항체 - Q9UL46

품목 번호: CM0016761



소개

인간 PSME2(PA28 β , REG β)를 표적으로 하는 KO 검증 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와의 교차 반응성을 바탕으로 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역프로테아좀 및 항원 처리 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] PSME2 토끼 pAb
비고/별칭	PA28B; REG β ; PA28 β ; E2
종	인간
GeneID(인간)	5721
GeneID	5721
면역원	재조합 단백질 인간 PSME2(NP_002809.2)의 1-239번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UL46
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩