

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ptbp1 토끼 다클론 항체 - P26599

품목 번호: CM0024224



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능한 KO 검증된 PTBP1 토끼 다클론 항체입니다. 주요 스플라이싱 조절 단백질인 인간, 마우스, 래트 PTBP1을 검출합니다. 체외진단(IVD) 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] PTBP1 토끼 pAb
비고/별칭	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
종	인간
유전자ID (인간)	5725
유전자ID	5725
면역원	인간 PTBP1 (NP_114368.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26599
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스 팩