

[Ko 검증됨] Wb, Elisa용 Anti-Rad23A 토끼 다클로날 항체 - P54725

품목 번호: CM0020598



소개

사람 Rad23A에 대한 KO 검증된 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 애플리케이션에 적합하며, 사람 및 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. DNA 복구 및 데메틸화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] Rad23A 토끼 pAb
비고/별칭	HR23A; HHR23A; 3A
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5886
GeneID	5886
항원(Immunogen)	재조합 단백질; 사람 Rad23A (NP_005044.1)의 아미노산 1-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)	
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P54725
단백질 분자량(Protein Weight)	40kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)