

[Ko 검증됨] Wb, If/Icc, Elisa용 항-Rbm3 다클론 항체 - P98179

품목 번호: CM0021767



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA 검증을 거친 RBM3 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 번역 조절 및 스트레스 반응에 관여하는 냉유도성 RNA 결합 단백질 3(P98179)을 표적으로 합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] RBM3 토끼 pAb
비고/별칭	RNPL; IS1-RNPL; M3
종	인간
GeneID (인간)	5935
GeneID	5935
면역원	인간 RBM3(NP_006734.1)의 아미노산 1-157에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P98179
단백질 무게	17kDa
배송	아이스팩