

[Ko 검증됨] Western Blot, Elisa용 Anti-Rela Rabbit Polyclonal Antibody - Q04207

품목 번호: CM0022670



소개

마우스 RELA(NF-kB p65)에 대한 토끼 폴리클론항체로, Western blot 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간과 교차반응합니다. 염증, 면역, 세포 성장, 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] RELA Rabbit pAb
비고/별칭	p65, p65 NFkB, p65 NF-kappa B, LA
종	마우스
GeneID	19697 (Mouse)
면역원	마우스 RELA 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q04207
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백