

[Ko 검증됨] 웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Rhogdi Rabbit Polyclonal Antibody - P52565

품목 번호: CM0015656



소개

인간 RhoGDI (ARHGDIA)에 대한 폴리클로날 토끼 항체. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 암 및 정상 세포에서의 Rho 단백질 조절 및 세포 운동성 연구에 사용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] RhoGDI Rabbit pAb
비고/별칭	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
종	인간
GeneID (인간)	396
GeneID	396
면역원	인간 RhoGDI (NP_001172006.1)의 아미노산 1-204에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52565
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백