


Ko 검증된 Anti-Rpl22 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P35268

품목 번호: CM0026013



소개

리보솜 단백질 L22(RPL22)에 대한 KO 검증 토끼 폴리클론 항체, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA용. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 리보솜 생물학 및 번역 조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] RPL22 Rabbit pAb
비고/별칭	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
종	인간
GeneID (인간)	6146
GeneID	6146
면역원	인간 RPL22의 아미노산 1-122에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_000974.1)
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35268
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백