

[Ko 검증] Anti-Scyl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Kg9

품목 번호: CM0026083

소개

SCYL1 (N-terminal kinase-like protein)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에 대해 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA로 검증되었습니다. 세포 내 트래피킹 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] SCYL1 Rabbit pAb
비고/별칭	GKLP; NKT1; NTKL; P105; TAPK; TEIF; TRAP; HT019; SCAR21; L1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	57410
GeneID	57410
면역원(Immunogen)	사람 SCYL1 (NP_065731.3)의 아미노산 460-740에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q96KG9
단백질 분자량	90kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)