


[Ko 검증됨] Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sec61B 토끼 다클로날 항체 - P60468

품목 번호: CM0013841



소개

ER 트랜스로콘 복합체의 핵심 소단위인 인간 SEC61B를 표적으로 하는 검증된 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ER 트랜스로케이션 및 단백질 트래피킹 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] SEC61B 토끼 pAb
비고/별칭	SEC61B; 1B
종	인간(Human)
GeneID	10952
질감원(Immunogen)	인간 SEC61B (NP_006799.1)의 아미노산 1-96 내 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P60468
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스 백(Ice bag)