


[Ko 검증] Anti-Sephs1 Rabbit Polyclonal Antibody - P49903

품목 번호: CM0016713



소개

KO 검증된 anti-SEPHS1 rabbit polyclonal antibody로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 랫트 SEPHS1을 검출합니다. Zincore 복합체 및 전사 인자 안정성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] SEPHS1 Rabbit pAb
비고/별칭	SPS; SELD; SPS1; S1
종	인간
GeneID (Human)	22929
GeneID	22929
면역원	인간 SEPHS1 (NP_036379.2)의 아미노산 1-392에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P49903
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백