

[Ko 검증됨] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Serpinb5 Rabbit Polyclonal Antibody - P36952

품목 번호: CM0015315



소개

WB, IHC-P, ELISA로 검증된 인간 SERPINB5 (maspin)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 종양 억제제 및 암 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] SERPINB5 Rabbit pAb
비고/별칭	PI5; maspin; B5
종	인간(Human)
유전자 ID	5268
면역원	인간 SERPINB5 (NP_002630.2)의 아미노산 21-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P36952
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 백(Ice bag)