


[Ko 검증] Setd7 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q8Wts6

품목 번호: CM0027458



소개

히스톤 H3K4 메틸전이효소인 SETD7에 대한 KO 검증 완료 토끼 폴리클로날 항체입니다. 후성유전적 전사 활성화 및 비히스톤 기질 메틸화에 핵심 역할을 합니다. 인간, 쥐, 랫드 샘플의 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] SETD7 토끼 pAb
비고/별칭	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; D7
종	인간
GeneID	80854
면역원	인간 SETD7 (NP_085151.1)의 아미노산 1-366 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	Q8WTS6
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백