

[Ko 검증 완료] Wb, If, Ihc, Elisa용 항-Shmt2 토끼 단클론 항체 - P34897

품목 번호: CM0008460



소개

WB, IF, IHC, ELISA에 적합한 KO 검증 완료된 항-SHMT2 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 SHMT2와 반응합니다. 미토콘드리아 1탄소 대사 및 엽산 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] SHMT2 토끼 mAb
비고/별칭	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e
종	인간
유전자 ID (인간)	6472
유전자 ID	6472
면역원	인간 SHMT2 (NP_005403.2)의 아미노산 405~504번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P34897
단백질 분자량	53 kDa/55 kDa/56 kDa
배송 방식	아이스백