

[Ko 검증] Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sirt1 토끼 단일클론 항체 - Q96Eb6

품목 번호: CM0005989

소개

사람 SIRT1 (SIR2/SIR2L1)에 대한 KO 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, FC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스 및 랫트 SIRT1을 검출하며 약 82 kDa 밴드를 나타냅니다. 후성유전학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] SIRT1 토끼 mAb
비고/별칭	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23411
GeneID	23411
면역원	사람 SIRT1의 재조합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q96EB6
단백질 크기	82 kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)