

[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 항-Sirt1 토끼 다클론 항체 - Q96Eb6

품목 번호: CM0021878



소개

SIRT1(NAD 의존성 디아세틸라제 서르투인-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐 종과 반응하며 대사, 세포사멸, 크로마틴 조절 및 노화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] SIRT1 토끼 pAb
비고/별칭	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
종	사람
GeneID (사람)	23411
GeneID	23411
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q96EB6
단백질 분자량	82kDa
배송 방식	아이스백