

[Ko 검증] 웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Sirt3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Ntg7

품목 번호: CM0002874



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용 분야에서 검증된 SIRT3 토끼 단일 클론 항체입니다. 대사 및 스트레스 반응에 관여하는 인간 미토콘드리아 탈아세틸화효소 SIRT3를 표적으로 합니다. Uniprot Q9NTG7.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] SIRT3 Rabbit mAb
비고/별칭	SIR2L3; T3
종	인간
GeneID (Human)	23410
GeneID	23410
면역원	인간 SIRT3 (NP_036371.1)의 아미노산 300-399 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일 클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NTG7
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백