

Ko 검증된 Anti-Slc25A22 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9H936

품목 번호: CM0019832

소개

미토콘드리아 글루타메이트 운반체 SLC25A22을 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 신경과학, 당뇨병 및 대 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] SLC25A22 Rabbit pAb
비고/별칭	GC1; DEE3; GC-1; EIEE3; NET44; 22
종	인간(Human)
GeneID (인간)	79751
GeneID	79751
면역원	인간 SLC25A22 (NP_078974.1)의 아미노산 128-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클론 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H936
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)