

[Ko 검증] Slc25A23 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - Q9Bv35

품목 번호: CM0019467

소개

SLC25A23에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. SLC25A23은 미토콘드리아 아데닐 뉴클레오티드 안티포터로, 에너지 대사 및 칼슘 신호 연구에 적합함. 인간, 마우스, 래트에 반응함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] SLC25A23 토끼 pAb
비고/별칭	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; 23
종	인간
유전자 ID	79085
면역원	인간 SLC25A23 (NP_077008.2)의 아미노산 1-160 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BV35
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백