

[Ko 검증] Anti-Slc25A4/Ant1 Rabbit Polyclonal Antibody - P12235

품목 번호: CM0020749

소개

미토콘드리아 ADP/ATP 전달체인 SLC25A4/ANT1을 표적으로 하는 KO 검증 완료 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 반응. 분자량 약 33 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] SLC25A4/ANT1 Rabbit pAb
비고/별칭	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A
종	인간
GeneID (인간)	291
면역원	인간 SLC25A4/ANT1 (NP_001142.2)의 아미노산 101-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12235
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백