

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa용 항-Smad3 토끼 단클론 항체 - P84022

품목 번호: CM0002366

소개

Smad3(P84022)에 대한 KO 검증 완료된 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐의 Smad3를 검출합니다. WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA에 적합합니다. TGF-beta 신호 전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] Smad3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
종	사람
유전자 ID (사람)	4088
유전자 ID	4088
면역원	사람 Smad3(NP_005893.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P84022
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백