


[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Sod2 다클론 항체 - P04179

품목 번호: CM0018504



소개

인간 SOD2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 25 kDa 단백질을 인식합니다. 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] SOD2 토끼 pAb
비고/별칭	GC1, IPOB, IPO-B, MNSOD, MVCD6, GCIncl, Mn-SOD, D2
종	인간
유전자ID (인간)	6648
유전자ID	6648
면역원	인간 SOD2 (NP_000627.2)의 아미노산 25-222번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04179
단백질 분자량	25 kDa
배송 방식	아이스백