


Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Ko 검증 Anti-Src 단일클론 항체 - P12931

품목 번호: CM0003352



소개

사람 Src (c-Src)를 표적으로 하는 KO 검증 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐 및 랫트 Src와 반응합니다. Src 신호 전달, 암 및 파골세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] Src Rabbit mAb
비고/별칭	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; rc
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	6714
GeneID	6714
항원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 Src (P12931)의 아미노산 1-100 내부의 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P12931
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)