


[Ko 검증 완료] Wb, Ip, Elisa용 항-Stat5B 토끼 단일클론 항체 - P51692

품목 번호: CM0003132



소개

KO 검증 완료 재조합 항-STAT5B 토끼 단일클론 항체; WB, IP, ELISA 검증 완료; 사람, 마우스, 래트 STAT5B 검출; 사이토카인 신호 전달에 관여하는 신호 변환자 및 전사 활성화인자 5B - P51692.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] STAT5B 토끼 mAb
비고/별칭	STAT5; GHISID2; 5B
종	사람
유전자 ID	6777
면역원	사람 STAT5B(P51692)의 아미노산 600-787에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P51692
단백질 분자량	90 kDa
배송 방식	아이스백